

Zentrifugieren

15.000 U/min, 22.000 x g

Pro-One C115R-A Zentrifuge gekühlt (inkl. Rotor 24 x 1,5/2 ml)



Die Pro-One C115R-A Zentrifuge kann ausschließlich mit dem Rotor BRK5424 (24 x 1,5/2ml) verwendet werden und verfügt über eine Kühlfunktion, welche Energieeffizient ist und hohe Temperaturgenauigkeit für maximalen Probenschutz gewährleistet.

Zusätzlich schützen die einstellbaren Anlauf- und Bremsstufen Ihre empfindlichen Proben.

Die nachhaltige und robuste Bauweise des Metallgehäuses im Urbane Design sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit.

Bei der Pro-One Baureihe kann ausschließlich 1 Rotortyp verwendet werden. Wenn Sie mehrere Rotoren einsetzen möchten wäre das Model Pro C1015R die Alternative.

Technische Daten	
Zentrifuge (Art.-Nr.)	POC115R-A
Display	LED
Max. Kapazität	24 x 1,5-2ml
Temperaturbereich	-20°C bis +40°C (PID geregelt mit +/- 1°C)
Geschwindigkeit (RPM)	10 bis 15.000 U/min (in 10er Schritten)
Schwerfeld (RZB/RCF)	10 bis 22.000 x g (in 10er Schritten)
Anlaufstufen	10
Bremsstufen	10
Sicherheit	Unwuchterkennung
Timer	0 bis 99 Minuten & 2 bis 9 Stunden / Endlos
Programmspeicher	99
Abmessungen(HxBxT)	320 x 280 x 575mm
Gewicht (ohne Rotor)	42 kg
Netzanschluss	230V 50Hz
Leistungsaufnahme	max. 575 Watt
Herstellerzertifikate	CE



Festwinkelrotor (PP) inkl. aerosoldichter Deckel (PC)	
Rotor (Art.-Nr.)	BRK5424
Typ	24 x 1,5-2ml
Tube Maße max.	11 x 50mm
Min. RZB/RCF	10 x g
Max. RZB/RCF	22.000 x g
Max. RPM	15.000U/min
Radius max.	8,75cm
Probenwinkel	45°
Beschleunigung	15 Sek.
Verzögerung	15 Sek.
Autoklavierbar (max. Frequenz)	121°C (10)
Minimale Temperatur bei 23°C RT	4°C

Optionales Zubehör:

Adapter (PP) für Festwinkelrotor BRK5424 VE = 12 Stück		
Adapter (Art.-Nr.)	RS04	RS05
Typ	0,2- 0,4ml	0,5ml
Tube Maße max.	6 x 30mm	8 x 30mm

